


CENTRO DE DIAGNÓSTICO & ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS

## Guia de Coleta

A qualidade das análises laboratoriais e seus resultados dependem de uma adequada coleta, bem como ideal armazenamento e transporte das amostras até o laboratório. Recomenda-se jejum alimentar de 8 a 12 horas, com água a vontade ou a critério do médico veterinário solicitante. Para amostras de urina é recomendada coleta em frasco estéril, e esta deve ser encaminhada em até 4 horas ao laboratório, ficando em refrigeração e protegida da luz.



### EXAME

### AMOSTRA

### PRAZO

#### HEMATOLOGIA | COAGULOMETRIA

|                                                |              |     |
|------------------------------------------------|--------------|-----|
| Aglutinação em salina                          | Sangue total | 24h |
| Contagem de reticulócitos                      | Sangue total | 24h |
| Hemograma completo (caninos e felinos)         | Sangue total | 24h |
| Hemograma completo (grandes animais)           | Sangue total | 24h |
| Hemograma completo (silvestres e selvagens)    | Sangue total | 48h |
| Hemograma + Hemocitozoários (can. e fel.)      | Sangue total | 24h |
| Hemograma + Hemocitozoários (gran. ani.)       | Sangue total | 24h |
| Tempo de Protrombina (TP)                      | Plasma       | 24h |
| Tempo de Tromboplastina Parcial ativada (TTPa) | Plasma       | 24h |

#### BIOQUÍMICA

|                                   |               |           |
|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Ácido úrico                       | Soro          | consultar |
| Albumina                          | Soro          | 24h       |
| Alanino amino transferase (ALT)   | Soro , Plasma | 24h       |
| Amilase                           | Soro          | 24h       |
| Aspartato amino transferase (AST) | Soro , Plasma | 24h       |

| EXAME                            | AMOSTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAZO     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bilirrubina Direta               | Soro   , Plasma   protegido da luz | 24h       |
| Bilirrubina Total                | Soro   , Plasma   protegido da luz | 24h       |
| Cálcio Total                     | Soro                                                                                                                                                                                                 | consultar |
| Creatinoquinase (CPK)            | Soro                                                                                                                                                                                                 | 24h       |
| Colesterol total                 | Soro                                                                                                                                                                                                 | 24h       |
| Creatinina                       | Soro   , Plasma                    | 24h       |
| Curva glicêmica (até 6 amostras) | Plasma                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24h       |
| Fosfatase alcalina               | Soro   , Plasma                                                                                                     | 24h       |
| Fósforo                          | Soro   , Plasma                                                                                                     | 24h       |
| Frutossamina                     | Soro   , Plasma                    | 24h       |
| Glicose                          | Plasma                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24h       |
| Gama glutamil transferase (GGT)  | Soro                                                                                                                                                                                                 | 24h       |
| Lactato desidrogenase (LDH)      | Soro                                                                                                                                                                                                 | 24h       |
| Lipase                           | Soro                                                                                                                                                                                                 | 24h       |
| Magnésio                         | Soro                                                                                                                                                                                                 | consultar |
| Potássio                         | Soro                                                                                                                                                                                                 | consultar |
| Proteínas Totais                 | Soro   , Plasma                                                                                                     | 24h       |
| Sódio                            | Soro                                                                                                                                                                                                 | consultar |
| Triglicerídeos                   | Soro                                                                                                                                                                                                 | 24h       |
| Ureia                            | Soro   , Plasma                | 24h       |
| Relação albumina/globulina       | Soro                                                                                                                                                                                             | 24h       |

## PARASITOLOGIA

|                               |                                                                                                                     |     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Exame Parasitológico de Fezes | Fezes                            | 24h |
| Baerman (vermes pulmonares)   | Fezes                            | 24h |
| Parasitológico de pele        | Raspado profundo de pele       | 24h |
| Parasitológico de ouvido      | Lâmina com conteúdo do ouvido  | 24h |
| Pesquisa de hemocitozoários   | Sangue total                     | 24h |
| Pesquisa de microfilárias     | Sangue total                     | 24h |
| Pesquisa de Platynosomum spp. | Fezes                            | 24h |

## MICROBIOLOGIA

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bacteriológico com antibiograma | Swab estéril com meio stuart                                                                                                                                                                                | consultar |
| Cultura de fungos               | Pelos, crostas e swab sem meio    | consultar |
| Hemocultura                     | 2 frascos hemocult pediátrico                                                                                                                                                                                                                                                                    | consultar |

## URINÁLISE

|                                      |                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EQU (físico, químico e sedimento)    | Urina  refrigerada - máx 4h   proteger da luz | 24h |
| Relação proteína/creatinina urinária | Urina  refrigerada - máx 4h                   | 24h |
| GGT urinária                         | Urina  refrigerada - máx 4h                   | 24h |
| Análise de cálculo                   | Cálculo urinário                             | 24h |

## ANÁLISES ESPECIAIS

|                                     |                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Corpúsculos de inclusão (cinomose)  | Sangue total                                                                                                                       | 24h |
| Pesquisa de sangue oculto nas fezes | Fezes                                                                                                                              | 24h |
| Prova de compatibilidade sanguínea  | Sangue total do receptor e doador   (agendar) | 3h  |

## OUTROS EXAMES

|                                      |                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Teste rápido FIV/FelV                | Soro   | 24h       |
| Lipase pancreática específica felina | Soro   | consultar |
| Lipase pancreática específica canina | Soro   | consultar |

## CITOLOGIA | HISTOPATOLOGIA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Análise de líquidos cavitários | Efusão cavitário   e  (2 frascos) | 24h          |
| Histopatológico                | Nódulo em frasco com formol 10%                                                                                                                                                                        | consultar    |
| Citopatológico                 | Lâminas e seringa                                                                                                   | 5 dias úteis |
| Citologia de pele              | Lâmina                                                                                                                                                                                                   | 24h          |
| Citologia de ouvido            | Lâminas e swab                                                                                                     | 24h          |
| Citologia vaginal              | Lâminas e swab                                                                                                   | 24h          |

## IMUNOLOGIA / SOROLÓGICOS

Soro  consultar

## HORMONAIS

Soro  consultar

## BIOLOGIA MOLECULAR (PCR)

Sangue total  e outras (consultar) consultar

## TOXICOLOGIA

Soro  consultar

## GENÉTICA MOLECULAR

Sangue total  consultar

## VITAMINAS / MINERAIS

Soro  (proteger a amostra da luz) consultar

## ENVIO DE AMOSTRAS:

As amostras podem ser entregues diretamente no Zoolab, ou encaminhadas através do nosso serviço de tele busca, que deve ser agendado através do nosso WhatsApp.

Observar os horários de funcionamento e recebimento de amostras.

Recebemos amostras via correio, rodoviária e transportadoras.



**53 9995.33467**

**zoolaboratorio.com**

## Endereço

Rua Gomes Carneiro, 1428

Centro - Bagé/RS

CEP: 96400-130

## Horários de Funcionamento

Seg a Sex: 9h às 12h | 14h às 18h

Sáb: 9h às 12h

Plantão: verificar disponibilidade no dia.

## Horários de Tele busca

Seg a Sex: 9h às 11:30 | 14h às 17:30

Sáb: 9h às 11:30